

ARDEA



CARROZZINE PIEGHEVOLI
MANUALE DI ISTRUZIONI

CONSIGLI PER IL TRASPORTO

Apertura

Per aprire la carrozzina inclinarla e spingerla leggermente. Verificare che l'apertura sia sempre totale e non parziale.

Chiusura

Mettere i poggipiedi in posizione verticale, sollevare il sedile afferrando con entrambe le mani i due bordi laterali all'estremità della crociera.



CONSIGLI PER L'USO

Le carrozzine della linea ARDEA by MORETTI sono state progettate per essere sicure e stabili. Fare attenzione che il paziente, durante le sue normali attività, non sposti il baricentro dalla seduta. Evitare di sporgersi o di piegarsi eccessivamente. Qualora sia necessario sporgersi, assicurarsi che le ruote frontali siano orientate in avanti per avere una migliore stabilità. Se dovete prendere un oggetto posto dietro la carrozzina, non sporgetevi oltre la lunghezza del vostro braccio, mantenendo sempre il vostro baricentro entro il perimetro della carrozzina. Per una maggiore sicurezza si consiglia di usare il cinturino ferma piedi (dove previsto) e/o una cintura di sicurezza (Opzionale) per aumentare la stabilità del paziente. Per installare il cinturino ferma piedi fate scorrere le due estremità intorno alla struttura delle pedane e fermatela attraverso il supporto in velcro. Prima di estrarre le pedane sganciare sempre il cinturino ferma piedi. Per l'installazione della cintura di sicurezza, svitate attraverso la chiave



in dotazione le ultime viti poste sul retro dello schienale e fissate le due estremità della cintura avvitando il tutto insieme. Fate scorrere le due estremità della cintura di sicurezza sulla seduta facendo passare la cintura tra lo schienale ed il bracciolo.



Utilizzo in Salita/Discesa

Prima di muoversi su una superficie inclinata assicurarsi delle proprie capacità e limiti. Consultare le tecniche di movimento con personale qualificato. E' comunque raccomandata una assistenza per le superfici con una pendenza superiore al 10%. Se è necessario fermarsi su una superficie inclinata, evitare movimenti bruschi. Per rallentare in una discesa non usare i freni delle ruote. Non cambiare bruscamente la direzione in discesa.

Utilizzo sulle Scale

Per la discesa e la salita delle scale farsi sempre aiutare da una persona bloccando i freni della carrozzina. Nel caso in cui due persone sollevino la carrozzina evitare di impugnare in punti pericolosi per il paziente come pedane e braccioli, ma utilizzare solo il telaio e le impugnature posteriori.

Pedane

Le pedane possono essere di due tipi: elevabili in altezza o antero-posteriori, su entrambi i modelli possono essere regolate la posizione dei poggia piedi. Per la regolazione del poggia piedi svitare il dado di fissaggio utilizzando la chiave in dotazione e regolare secondo l'altezza che offre il miglior confort e comunque ad una altezza dal pavimento non inferiore ai 6,5 cm.



Non fare pressione sui poggia piedi quando si sale o si scende dalla carrozzina.

Estrazione pedane

Per estrarre le pedane tirare verso l'interno la leva di sgancio, fare scorrere la struttura verso l'esterno e sfilarla dai perni. Per il montaggio della pedana utilizzare la stessa procedura con sequenza al contrario.



Regolazione pedane elevabili

Nelle pedane elevabili in altezza, per la regolazione del supporto per la gamba, ruotare il supporto verso l'esterno e scegliere una delle tre posizioni previste, riportarlo poi in posizione originaria facendo attenzione al corretto bloccaggio. Per l'elevazione in altezza alzare la pedana, nel caso in cui si desideri abbassarla premere prima la leva posta sull'esterno della pedana e poi abbassare la pedana stessa.



Freni

Bloccare le ruote della carrozzina prima di salire, scendere, e nello sporgersi in avanti. Il freno viene attivato tirando completamente verso l'alto la levetta. Se regolata correttamente, la levetta del freno deve stringere bene la ruota cioè deve essere 5 o 6 mm dentro la gomma. In caso contrario, in presenza di ruote gonfiabili, verificare la pressione dei pneumatici. In caso di necessità regolare i freni allentando il dado di bloccaggio utilizzando la chiave in dotazione e facendo scorrere il morsetto in avanti o indietro secondo le necessità e rifissare bene il dado.



Ruote anteriori

Le ruote anteriori devono essere periodicamente controllate e lubrificate se necessario. Rimuovere la forcella svitando il bullone e lubrificare il perno. Rimuovere anche la ruota dalla forcella e lubrificare i perni. Assemblare di nuovo la ruota e la forcella stringendo bene le viti finché non rimanga nessun gioco ma le ruote girino liberamente. Le ruote anteriori possono essere regolate in altezza utilizzando una delle tre posizioni previste.



Ruote posteriori

Le grandi ruote posteriori devono essere controllate periodicamente e non devono oscillare in nessun modo. In caso di oscillazione, stringere leggermente il dado del perno. Per testare la ruota inclinare su di un lato la carrozzina e farla girare, essa deve ruotare liberamente e senza oscillazioni. L'attacco delle ruote posteriori può essere regolato in altezza utilizzando una delle due posizioni previste.

 Per la regolazione delle ruote si raccomanda di consultare un rivenditore specializzato che saprà consigliarvi la migliore configurazione.

Gomme delle ruote

Le ruote in gomma piena, richiedono una minima manutenzione. Periodicamente pulirle con un panno umido. Sostituire le gomme della ruota una volta usurate o danneggiate. Per le gomme pneumatiche controllate periodicamente la pressione che deve essere circa $1,5 \pm 2,0$ Bar.



Braccioli

Per facilitare il trasporto della carrozzina ed i trasferimenti del paziente tutti i braccioli delle carrozzine sono completamente estraibili. Per estrarre i braccioli tenere premuto il pulsante anteriore posto alla base del bracciolo e sollevare lo stesso. Per il montaggio eseguire la stessa operazione facendo attenzione al perfetto bloccaggio del pulsante.



MANUTENZIONE E PULIZIA

Le carrozzine della linea ARDEA by MORETTI necessitano di poche ed elementari manutenzioni periodiche, qui di seguito vi elenchiamo i controlli da effettuare periodicamente:

Elemento	Frequenza
<i>Pressione delle gomme</i>	Mensile
<i>Capacità frenante</i>	Mensile
<i>Pulizia del sedile</i>	Secondo necessità
<i>Verifica generale da parte di personale qualificato</i>	Biennale

Per la pulizia delle parti cromate e metalliche della carrozzina utilizzare acqua e sapone normalmente utilizzato per le auto. Il rivestimento in nylon può essere completamente asportato e pulito con una spugna inumidita e sapone neutro.

ELENCO CARROZZINE "ARDEA"

Codice	Ruote piene	Ruote pneumatiche	Ruote fisse	Ruote estraibili	Braccioli lunghi	Braccioli corti	Pedane elavabili	Pedane laterali	Cromata	Verniciata
"STANDARD"										
CA100	X		X		X			X	X	
CA103	X		X		X		X		X	
CA110	X		X			X		X	X	
CA113	X		X			X	X		X	
CA120		X	X		X			X	X	
CA123		X	X		X		X		X	
CA130		X	X			X		X	X	
CA133		X	X			X	X		X	
CA140	X		X		X			X	X	
CA143	X		X		X		X		X	
CA150	X		X			X		X	X	
CA153	X		X			X	X		X	
CA160		X	X		X			X	X	
CA163		X	X		X		X		X	
CA170		X	X			X		X	X	
CA173		X	X			X	X		X	
"LARGE"										
CA300	X		X		X			X	X	
CA310	X		X		X		X		X	
CA320	X		X			X		X	X	
CA330	X		X			X	X		X	
"TRANSITO"										
CA500	X		X		X			X	X	
CA505	X		X		X		X		X	
CA510	X		X			X		X	X	
CA515	X		X			X	X		X	
CA520	X		X		X			X	X	
CA525	X		X		X		X		X	
CA530	X		X			X		X	X	
CA535	X		X			X	X		X	
"LEGGERA"										
CA700		X		X		X		X		X
CA703		X		X		X	X			X
CA710		X		X		X		X		X
CA713		X		X		X	X			X
CA720	X			X		X		X		X
CA725	X			X		X		X		X

MISURE CARROZZINE "ARDEA"

MODELLO             Ruote anteriori  Ruote posteriori 

CA100 CA120	105	77	40	91	74	53	40/55	40	40	63	30	19,5	20	60
CA140 CA160	105	77	40	91	74	53	40/55	45	40	68	30	19,5	20	60
CA300	110	80	45	93	74	53	40/55	50	40	74	33	28	20	60
CA500 CA520	90	60	40	97/74	71	47	40/55	42,5 47,5	45/25	51/56	24	16	20	31
CA700 CA713	102 VARIABILE	79 VARIABILE	40	94 VARIABILE	73 VARIABILE	50 VARIABILE	43/51	40/45	40	60/65	30	14,5	20	60
CA720 CA725	101	79	43	91	71	52	42/50	45	40	64	30	14	15	60