

GERMOCID SPRAY
DISINFETTANTE SPRAY PER AMBIENTI, OGGETTI
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg. Min. Sal.n° 7604

COMPOSIZIONE: **100 g di prodotto contengono:**
 Sale d'ammonio quaternario.....0,10 g
 Ortofenilfenolo..... 0,02 g
 Composizione di olii essenziali, Alcool
 Isopropilico, conformulanti e propellenti q.b. a.....100 g

PROFUMO: Caratteristico.

ATTIVITA': * **AZIONE DISINFETTANTE**
 Il sale d'ammonio quaternario associato a O-Fenilfenolo e sinergizzato con isopropanolo garantiscono un completo spettro d'azione nei confronti di:
 - batteri gram + e gram – e acido resistenti
 - funghi

INDICAZIONI D'USO: GERMOCID SPRAY consente una disinfezione completa e rapidissima di: sale operatorie – gabinetti dentistici – ambulatori – sale d'attesa ecc...
 Svolge anche una radicale azione deodorante. Per la disinfezione di ambienti di normali dimensioni non superare l'erogazione di 3 o 4 secondi. Ripetere il trattamento solo quando necessario e dirigere il getto verso l'alto. Far precedere una accurata pulizia delle superfici, poi spruzzare uniformemente il preparato e lasciare agire per almeno 10 minuti.

TOLLERABILITA': E' ben tollerato.

AVVERTENZE:



Xi Irritante



F Facilmente infiammabile

Frazi R:

R11 Estremamente infiammabile

R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

R36 Irritante per gli occhi.

Frazi S:

S2 Conservare fuori della portata dei bambini.

S7 Conservare il recipiente ben chiuso.

S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

GERMO S.p.A.	SCHEDA TECNICA	Rev. 04 del 03/2010 Pag 2 di 2
---------------------	-----------------------	---

S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

S43 In caso di incendio usare CO₂ schiuma o polvere chimica

S46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ozono.

CONTROINDICAZIONI:

Ipersensibilità accertata verso il prodotto.

VALIDITA':

5 anni – confezione integra

CONFEZIONI:

Bombola da 400 ml in cartone da 12 bombole
 Dimensioni esterne cartone: mm 244x186x256
 Bancale da 90 scatole (5 piani da 18 scatole)
 EANCODE: 8009110025035
 TIFF CODE 08009110025035
 CODICE PRODOTTO S500

**MODALITA' DI
 CONSERVAZIONE:**

Conservare nella confezione integra in luogo asciutto e al riparo da fonti di calore

PRODUTTORE

Titolare Registrazione
Germo S.p.A. – Via Giotto, 19/21 – Cormano (Mi) –
 tel 02.66301938 – fax 02.66301939
www.germo.it info@germodis.com