

ISTRUZIONI PER L'USO

SIRINGHE SENZA AGO

DESTINAZIONE D'USO:

Siringa con senza ago, monouso, sterile, atossica, apirogena, per iniezioni e somministrazione di sostanze medicinali.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Prima dell'uso verificare la data di scadenza.
Verificare l'integrità della confezione prima dell'uso.
Aprire la confezione ed usare immediatamente.
Non utilizzare se la confezione è danneggiata.
In caso di riutilizzo è possibile l'instaurarsi di infezioni: consultare un medico.
Preparare con cura e asetticamente la zona.
Estrarre la siringa dal blister.
Procedere con la terapia.
Smaltire come rifiuto ospedaliero.

LATEX FREE:

Il dispositivo è totalmente privo di lattice.

METODO DI STERILIZZAZIONE:

Sterilizzazione ad Ossido di Etilene (EtO), quantità residua di gas secondo le normative vigenti

SMALTIMENTO:

Lo smaltimento deve essere effettuato in ottemperanza alle norme nazionali vigenti.
L'incenerimento o lo smaltimento in discarica devono essere svolti in condizioni controllate.
Il prodotto che non è venuto a contatto con agenti infettivi o altri materiali rischiosi, non può essere considerato rifiuto pericoloso.

CONSERVAZIONE:

Conservare in un luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore.

Le suddette Istruzioni per l'Uso devono essere conservate dall'utilizzatore per tutta la durata del DM.



Health&Safety

RAYS SPA

via Francesco Crispi - 60027 Osimo (AN)

Tel. 071 2868935 - Fax 071 2868911 - www.rays.it - info@rays.it