

Scheda tecnica

seca 956

Bilancia pesa persone a poltrona



Codice	Descrizione
956 7021 099	Bilancia pesa persone digitale medicale a poltrona

Indicazioni	
Produttore	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
CND	V0399
Repertorio	77013/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Bilancia digitale a poltrona per uso medico, per pesare persone in posizione seduta.

Descrizione

seca 956: bilancia digitale a poltrona.

Attenzione e comfort sono alla base di questo stabile modello con la sua struttura in acciaio a tubi circolari.

La seduta confortevole garantisce una posizione sicura, mentre i braccioli ribaltabili all'indietro, permettono di trasferire facilmente i pazienti dal letto alla bilancia. I poggiatesta ripiegabili lateralmente ed il blocco delle due ruote posteriori, consentono di far sedere/alzare il paziente nella massima sicurezza e facilitano il lavoro del personale.

Il display a LCD è posto dietro lo schienale, in posizione agevole per la lettura e l'impostazione delle funzioni offerte dalla bilancia.

Questa bilancia mobile, funzionanti a batterie, è un prezioso aiuto ovunque:

in riabilitazione, ortopedia, dialisi, case di riposo così come in pediatria (per bambini piccoli che sono già troppo grandi per le pesa neonati).

Funzioni:

- TARA,
- HOLD (peso bloccato sul display),
- spegnimento automatico.

Accessori presenti all'interno della confezione

956
Manuale d'uso

Caratteristiche tecniche

Portata:	200 Kg.
Divisione:	100 g
Dimensioni (LxAxP):	563x906x946 mm
Peso:	22,4 kg
Alimentazione:	a batterie
Assorbimento:	Circa 25 mA
Sicurezza elettrica:	Classe II – Tipo B
Temperatura ambientale d'uso:	+10°C ~ 40°C
Approvazione CEE 90/384 del 20.06.1990 in materia di strumenti per pesare:	Omologata in Classe III

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Appoggiare la bilancia su un piano stabile e sicuro.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

