

# Scheda tecnica

seca 704

Bilancia pesa persone con modulo wireless



Codice	Descrizione
704 7021 098	Bilancia digitale pesa persone medicale a colonna

Indicazioni	
Produttore	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
CND	V0399
Repertorio	93791/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42

## Indicazioni

Bilancia digitale **wireless** pesapersona per uso medico.

## Descrizione

seca 704: bilancia digitale a colonna **wireless**, ad alta portata.

Estremamente robusta, precisa e stabile: con una capacità di 300 kg, un'ampia ma bassa pedana e la funzione BMI (Body-Mass-Index), questa bilancia a colonna ha i requisiti per la diagnosi e terapia di pazienti sovrappeso. La robusta struttura in ghisa può affrontare i pesi estremi.

Il funzionamento a batterie salva-energia, sino a 16.000 pesate con un solo set di batterie, significa che questa bilancia può essere usata ovunque in quanto indipendente dalla rete.

Alla bilancia può essere applicato l'altimetro seca 220, permettendo la pesata e la misura del paziente nello stesso momento.

Funzioni:

- TARA,
- Pre-TARA,
- HOLD (peso bloccato sul display),
- BMI,
- spegnimento automatico,
- BMIF (quantità di latte ingerita dall'infante),
- funzionalità mamma/bambini,

- Pedana con rotelle.

Optional: altimetro seca 220, altimetro telescopico seca 224, alimentatore a rete seca 447.

### Accessori presenti all'interno della confezione

704
Manuale d'uso

### Caratteristiche tecniche

Portata:	300 Kg
Divisione:	50 g <150 Kg>100 g
Dimensioni (LxAxP):	360 x 930 x 520 mm
Dimensioni piattaforma (LxAxP)	335 x 80 x 345 mm
Alimentazione:	a batterie
Assorbimento:	circa 25 mA
Sicurezza elettrica:	Classe II – Tipo B
Peso:	14,9 Kg
Approvazione CEE 90/384 del 20.06.1990 in materia di strumenti per pesare:	Omologata in Classe III
Temperatura ambientale d'uso:	+ 10° / + 40° C

### Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

### Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

### Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

### Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

## Accessori

