

**SCHEDA TECNICA
GHIACCIO ISTANTANEO IN
POLITENE**

DATA: 15/04/2010
Rev. 04
REDAITTA DA RGQ
APPROVATA DA DG

<u>DISTRIBUTORE</u>	Doctorpoint srl Via Ugo Foscolo n.15 28021 Borgomanero (NO) Tel. 0322.1951117 email: info@doctorpoint.it.it web: www.doctorpoint.it
<u>CLASSIFICAZIONE</u>	Dispositivo Medico Classe IIA Classificazione in base all'allegato IX paragrafo III regola 9 della Direttiva Europea 93/42/CEE e succ. modifiche (compresa la direttiva 2007/47/CE)
<u>DENOMINAZIONE PRODOTTI</u>	EASY ICE – DISPO ICE – MINI DISPO ICE – IMPLANT ICE
<u>DESCRIZIONE PRODOTTO</u>	Ghiaccio istantaneo
<u>DIMENSIONI</u>	Cm 8x13, 14x18, 14x24, tolleranza +/-5%
<u>CARATTERISTICHE TECNICHE</u>	Busta esterna PE con tre termosaldature in modo da garantire la resistenza, la termosaldabilità e l'impermeabilità. PE: biaccoppiato. Bolla d'acqua interna realizzata in materiale biaccoppiato in modo da rompersi esercitando una leggera pressione con le dita, antiurto. Coperta da brevetto. Miscela di Sali azotati: con caratteristiche tecniche accettate dalle norme vigenti (conforme ai requisiti del Reg.CE 1907/2006 e s.m.i. incluso il Reg. 552/09)
<u>TEMPERATURA</u>	Grazie alla miscela ottenuta, la temperatura raggiunge -5°C ed arriva a 0°C in circa 30 minuti.
<u>LOTTO</u>	Indicato sul retro della busta
<u>SCADENZA</u>	5 anni dalla data di produzione. Viene riportata sul retro della busta.
<u>SIMBOLOGIA</u>	 Simbologia secondo norma europea UNI EN 980
<u>STOCCAGGIO</u>	Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille.
<u>CONFEZIONAMENTO</u>	Cartoni da 25pz.

Scheda Conforme a quanto dichiarato dal Produttore