



doctor POINT
Soluzioni medicali a portata di click



Nome: **COPERTA ISOTERMICA ORO/ARGENTO**

Codice: FNI-0139 NSIS: 59390 CND: V0880

Approvazione CE della normativa 93/42 - 2007/47/CE

Dispositivo in Classe Medica: tipo 1

Tipo: monouso non sterile, latex free, radiotrasparente.

Caratteristiche

Ha la funzione di isolare termicamente l'infortunato in funzione del lato interno utilizzato. Protegge nello stesso modo sia dal freddo che dal caldo.

Resistente agli strappi e impermeabile all'acqua. Resistente alla temperatura: da - 25°C a + 70°C (punto di fusione).

Resistente a vento e a radiazione ultravioletta.

Modalità d'uso, avvertenze numero di lotto riportati sul foglietto interno di istruzioni.

Destinazione d'uso: la coperta isotermica è indispensabile per il pronto soccorso di traumatizzati ed ustionati, che vengono avvolti in essa.

Schema di funzionamento / utilizzo

Protezione dal freddo: la parte argentata verso il corpo riflette il calore del corpo ed evita l'ipotermia.

Protezione dal caldo: la parte dorata verso il corpo; i raggi del sole vengono riflessi dalla parte esterna argentata permettendo al corpo di rimanere fresco.

Manutenzione: non occorre, essendo monouso.

Conservazione e manipolazione del dispositivo: non ci sono particolari indicazioni per la conservazione e manipolazione.

Precauzione d'utilizzo: fare attenzione ad avvolgere bene il traumatizzato, distinguendo correttamente il lato argentato da quello dorato poiché aventi funzioni opposte.

Controindicazioni e iterazioni: non ci sono particolari controindicazioni o iterazioni nell'utilizzo di questo dispositivo medico.

DOCTORPOINT s. r. l.

Sede Legale: via Ugo Foscolo n.15 - 28021 Borgomanero (No)

P.I. / C.F. / Reg.Imp.Novara 02191520036 REA 221049 Cap. Soc. 10.000,00 € Int. Versato

Sede Operativa: via Garibaldi, 9 (angolo piazza San Giuliano) - 28024 Gozzano (No)

Tel. +39 0322 1951117 Fax. +39 0322 060188 Web: www.doctorpoint.it Email: info@doctorpoint.it



doctor POINT
Soluzioni medicali a portata di click

Materiale: foglio in poliestere metallizzato alluminio/alluminio dorato.

Peso: 63 g \pm 5 g.

Dimensioni: 210 cm x 160 cm.

Spessore: 12 μ m ca.

Ispezione funzionale - Test condotti

1. Retrazione: longitudinale < 1,5 %, trasversale < 1 %
2. Allungamento a rottura: longitudinale 130%, trasversale 100 %
3. Carico di rottura: longitudinale 20 N/mq, trasversale 22 N/mq
4. Permeabilità al vapore d'acqua (condizioni: 38 °C - 90 % RH): < 1,5 g/mq/24h
5. Permeabilità all'ossigeno (condizioni: 23°C - 0% RH): < 1,5 cc/mq/24h

Modalità di trasporto e smaltimento: non ci sono particolari osservanze cui attenersi nel trasporto; lo smaltimento va effettuato negli appositi contenitori.

Confezione e imballo

Confezionata in busta singola trasparente di plastica di polietilene, con all'interno foglietto di istruzioni in carta in lingua italiana. Venduta singolarmente o in confezione da 200 pezzi.

La presente Scheda Tecnica è conforme da quanto dichiarato dal Produttore

(ulteriori test funzionali potrebbero essere stati condotti o commissionati da Doctorpoint srl a soggetti Terzi abilitati)

Data ultimo Aggiornamento: 22/02/2018

DOCTORPOINT s. r. l.

Sede Legale: via Ugo Foscolo n.15 - 28021 Borgomanero (No)

P.I. / C.F. / Reg.Imp.Novara 02191520036 REA 221049 Cap. Soc. 10.000,00 € Int. Versato

Sede Operativa: via Garibaldi, 9 (angolo piazza San Giuliano) - 28024 Gozzano (No)

Tel. +39 0322 1951117 Fax. +39 0322 060188 Web: www.doctorpoint.it Email: info@doctorpoint.it